

Systeme zur Messung und Regelung von Sauerstoff



METROTEC-APP

Konfigurations-Applikation (Windows) für

Sauerstoffmessmodule

*** Version 1.0 ***

Unser Managementsystem ist zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001:2015

© METROTEC GmbH Heinkelstraße 12 • D-73230 Kirchheim Telefon 07021/95336-0 • Fax 07021/95336-13 www.metrotec.eu • info@metrotec.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
2.	Installation	4
3.	Pairing	4
4.	Bedienung	5
5.	Messwertaufzeichnung	7
6.	Grafische Aufzeichnung	8
7.	Konfiguration U16-Module	9
7.1	Parameter Liste	9
7.2	Parameter Gruppen	9
7.2	2.1 Parameter Gruppe 0	9
7.2	2.2 Parameter Gruppe 1	10
7.2	2.3 Parameter Gruppe 2	12
7.2	2.4 Parameter Gruppe 3	13
7.2	2.5 Parameter Gruppe 4	14
7.2	2.6 Parameter Gruppe 5	15
8.	Konfiguration U15-Module	19
8.1	Parameter Liste	19
8.2	Parameter Gruppen	19
8.2	2.1 Parameter Gruppe 0	19
8.2	2.2 Parameter Gruppe 1	21
9.	Konfiguration Z19-Module	24
9.1	Parameter Liste	24
10.	Abgleich	25
10.1	U16-Module	25
10.2	U15-Module	26
10.3	Z19-Module	27

1. Allgemein

Die nachfolgend beschriebene Applikation für Windows-Endgeräte, ermöglicht die Kommunikation via Bluetooth-Verbindung mit kompatiblen Sauerstoffmessmodulen. Mit der Applikation ist es möglich, Messwerte einzusehen und Konfigurationseinstellungen zu ändern. Weiterhin ist ein Abgleich der Sauerstoffmessmodule möglich. Hardwarevoraussetzung Windows-Endgerät und ein kompatibles ist ein Sauerstoffmessmodul.

Anmerkung:

Die folgenden Darstellungen und Vorgehen können je nach WINDOWS-Version und PC-Einstellungen variieren.

2. Installation

Um die Applikation zu installieren, ist folgendes Vorgehen nötig:

- 1. Laden Sie die aktuelle Applikation auf der Internetseite <u>www.metrotec.eu</u> unter der Rubrik *Downloads/App* herunter.
- 2. Nach entpacken des *.zip* komprimierten Ordners, kann die Applikation über die Datei *Setup.exe* installiert werden.



3. Bei erfolgreicher Installation ist die Applikation über das Icon Matrotec PC zu starten.

3. Pairing

Um die Applikation mit einem Sauerstoffmessmodul nutzen zu können, muss dieses mit ihrem Windows-Endgerät gepaart werden. Gehen sie dafür wie folgt vor:

- 1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion ihres Sauerstoffmessmoduls. Anmerkung: Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des eingesetzten Moduls.
- 2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion ihres Windows-Endgeräts. Anmerkung: Dies ist geräteabhängig, informieren Sie sich hierzu in der Bedienungsanleitung ihres Windows-Endgeräts.
- 3. Starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten auf ihrem Windows-Endgerät über
- 4. Wählen sie
 - Bluetooth Mäuse, Tastaturen, Stifte oder Audiogeräte und andere Arten von Bluetooth-Geräten
- 5. Nach dem Suchvorgang werden die verfügbaren Sauerstoffmessmodule angezeigt. Gerät hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und auffindbar ist. Wählen Sie unten
ein Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.

```
U16Digital SN 16062401
```

6. Wählen Sie das gewünschte Sauerstoffmessmodul und paaren Sie das Modul durch die Codeeingabe 1234.



Anmerkung:

Das beschriebene Vorgehen ist einmalig durchzuführen und bleibt erhalten. Für weitere Geräte ist das Vorgehen sinngemäß zu wiederholen.

4. Bedienung

Im Folgenden werden das Herstellen einer Verbindung zu einem Sauerstoffmessmodul und eine Übersicht über die Bedienoberfläche und die Funktionen der einzelnen Menüs gezeigt.





- 1. Öffnen Sie die Applikation durch Doppeltipp auf den Icon
- 2. Öffnen Sie die Modulauswahl mit dem Button
- 3. Wählen Sie aus der angezeigten Liste das gewünschte Sauerstoffmessmodul aus und verbinden sie es über den Button Selectand close.



- 4. Auf der nun angezeigten Hauptseite sind alle relevanten Messgrößen dargestellt.
- 5. Die Eingabe ist gesperrt, um ein versehentliches Verändern der Parameter zu verhindern.
- 6. Über den Button kann durch den Freigabecode 5678 die Schreibsperre aufgehoben werden.

(2) Password				
			0	
		5	678	
	7	8	9	ок
	4	5	6	Cancel
	1	2	3	
	0	,	C LR	+/-

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der Buttons aufgeführt und beschrieben:

Button	Funktion
disconnect	Verbinden/Trennen eines Sauerstoffmessmodul
Bluetooth select	Sauerstoffmessmodul auswählen
Remote enable	Schreibsperre aus-/ einschalten durch Codeeingabe
Parameter list	Öffnen der Parameterliste
Graphic setting	Graphische Darstellung der Messwerte Sauerstoff und Temperatur
Logging	Start/Ende der Datenaufzeichnung
0,000	Korrekturwert Reference Point
1,000	Korrekturwert Operating Point
230.000	Grenzwert Limit value

5. Messwertaufzeichnung

Über den folgenden Dialog können Messwerte aufgezeichnet werden. Es ist möglich Dateiname und Speicherort zu vorzugeben. Das Speicher Intervall und eine Start/Stopp-Zeit kann ebenfalls definiert werden. Die Aufzeichnung wird im CSV-Format gespeichert.

Eingabe Start/Stopp und Status	It Logging Start / Stop This test can be written and changed at number record comment	Jging Come
	Status: [5] wait 8 more seconds	8 records written. Number of parameters 17
Eingabe Dateiname	Filename METROTEC_U16	<-double click for path and filename
und Speicherort	Time stamp 20241005_153623 _ use	double click to open the folder
	Path C:\Users\Test\Documents	
	Effective filename C:\Users\Test\Documents\METROTEC_U16_20241005_1	53623.csv
Eingabe Intervall	Timing Save interval 10 seconds 0- the same speed as android app. End time	immediately endless every day endless

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der Buttons aufgeführt und beschrieben:

Button	Funktion
Start logging	Starten einer Datenaufzeichnung
Stop logging	Stoppen einer Datenaufzeichnung
Logging	Anzeige während der Aufzeichnung
immediately	Setzen einer Startzeit
endless	Setzen einer Endzeit

Anmerkung:

"Start logging" sollte nur in Gruppe "0" gestartet werden. Während der Datenaufzeichnung darf die Gruppe nicht geändert werden.

- 1. Öffnen Sie die Messwertaufzeichnung mit dem Button
- 2. Passen sie gegebenenfalls im Bereich *File Name* den Dateiname und den Speicherort an
- 3. Im Bereich Timing kann der Auszeichnungsintervall und die Start-/Stopp-Zeit angepasst werden.
- 4. Über den Button **Stop logging** kann die Aufzeichnung gestartet werden.
- 5. Die Aufzeichnung wird über den Button oder nach Ablauf der gesetzten Zeit beendet.

6. Grafische Aufzeichnung

Über den folgenden Dialog kann die grafische Darstellung der Messwerte konfiguriert werden.

Eingabe Y-Achse lin	□ Graphic parameters - · · ×	Eingabe Updateintervall
Eingabe Y-Achse log	Y-Axis max. 2500C0 0 Y-Axis min. 0 -10 Y-Axis Temp max 700	
Eingabe Y-Achse Temp.	Y-Axis Temp. min. 0	

- 1. Öffnen Sie die Einstellungen mit dem Button
- Passen sie die Skalierung der X- und Y-Achsen der Graphen Sauerstoff lin/log und Temperatur an.

7. Konfiguration U16-Module

Im Folgenden werden die Parameter für die Anpassung und Veränderung der Konfiguration eines Sauerstoffmessmoduls vom Typ U16 mit Hilfe der Applikation beschrieben.

7.1 Parameter Liste

Über den Button gelangen sie in die Parameter Liste. Hier kann über den Parameter 95 *PG zwischen den verschiedenen Parametergruppen gewechselt werden. Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

Gruppe		Thema der Parameter
0	*PG Custom Main U16	Start Info
1	*PG Custom Adjustment	Messwert Abgleich
2	*PG Custom Setup mA1	Analoger Ausgang 1
3	*PG Custom Setup mA2	Analoger Ausgang 2
4	*PG Custom Setup Alarm	Grenzwert / Alarm
5	*PG Custom Bus Param	Feldbus

In der folgenden Tabelle sind die Parameter Gruppen aufgeführt und beschrieben:

7.2 Parameter Gruppen

Nach dem Wechsel in die Parameter Liste wir automatisch die Parametergruppe 0 *Custom Main U16* angezeigt.

7.2.1 Parameter Gruppe 0

Um in eine andere Parametergruppe wechseln zu können wie in *Kapitel 7.1 Parameter Liste beschrieben*, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 0 ist der Wechsel zu den weiteren Parameter Gruppen 1-5 möglich.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	209400,000
95	*PG Custom Main U16	0
1	Temperature	505
2	*Reference Point	0,000
3	*Operating Point	1,000
7	System flags	0000000011110100
9	EMF (mV)	0,038
10	Out1=ppm (4-20mA)	17,400
11	Out2=ppm (4-20mA)	20,000
25	*mA1 ppm (1-4)	2
26	*mA2 ppm (1-4)	2
30	*Display at error	15
56	*Measurem. 1ppm 0log	1
155	O2 log actual	-0,679
156	O2 ppm actual	209400,031
80	Status :1	Sensor ready
47	UMODUL V1.0.BAS	18-09-2024 10:08:17

Parameter	Funktion	
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff	
95 *PG	Auswahl Parameter (Gruppe (05)
1 Temperature	Aktueller Messwert S	Sensortemperatur
2 *Reference Point	Korrekturwert für Lu	ıftspülung
3 *Operating Point	Korrekturwert für Pr	üfgas
7 System flags	Melderegister Info	
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-S	Signal in mV
10 Out 1	Anzeige des ausgege	benen Wertes in mA
11 Out 2	Anzeige des ausgege	benen Wertes in mA
25 *mA1	Ausgangstyp Out1 (1=log;2=ppm;3=EMK;4=Temp)	
26 *mA2 Ausgangstyp Out2 (1=log;2=ppm;3=EMK;4=		=log;2=ppm;3=EMK;4=Temp)
30 *Display at error	at error Applikation-Display: (Standard=15)	
56 *Measurem. 1ppm 0log	Umschaltung Alarma	auswertung und Sauerstoffanzeige in
	Applikation (0=logar	rithmisch;1=ppm)
155 O2 log actual	Aktueller Messwert S	Sauerstoff log
156 O2 ppm actual	Aktueller Messwert	Sauerstoff lin
80 Status	Anzeige des Modulst	tatus
	Sensor ready	Messung aktiv, keine Fehler
	Preheat xxx sec.	Messung in Aufheizphase
	Line break	Kabelbruch an Sensorleitung
	Short circuit	Kurzschluss an Sensorleitung
	Under temperature	Sensortemperatur zu gering
47 UMODUL	Softwareversion	

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt und beschrieben:

Anmerkung:

Die Parametergruppe 0 sollte nur für die Auswahl der Parametergruppen 1-5 genutzt werden. Weitere Einstellungen werden in den jeweiligen Parametergruppen durchgeführt.

7.2.2 Parameter Gruppe 1

Durch Eingabe von 1 in Parameter 95 *PG gelangen sie in die Parametergruppe Custom Adjustment. Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 1 kann ein Abgleich der Sauerstoffmessung durchgeführt werden.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	185912,000
95	*PG CustomAdjustment	1
1	Temperature	505
2	*Reference Point	2,000
3	*Operating Point	1,000
7	System flags	000000011110100
9	EMF (mV)	2,004
10	Out1=ppm (4-20mA)	15,900
11	Out2=ppm (4-20mA)	20,000
155	02 log actual	-0,731
156	O2 ppm actual	185927,125

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
1 Temperature	Aktueller Messwert Sensortemperatur
2 *Reference Point	Korrekturwert für Luftspülung
3 *Operating Point	Korrekturwert für Prüfgas
7 System flags	Melderegister Info
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-Signal in mV
10 Out1	Anzeige des ausgegebenen Wertes in mA
11 Out2	Anzeige des ausgegebenen Wertes in mA
155 O2 log actual	Aktueller Messwert Sauerstoff log
156 O2 ppm actual	Aktueller Messwert Sauerstoff lin

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt und beschrieben:

Anmerkung:

Es gibt einen Referenzpunkt und einen Arbeitspunkt. Der Referenzpunkt bezieht sich auf einen Luftwert von 20,94% Sauerstoff. Der Arbeitspunkt bezieht sich auf einen Messwert, der kleiner oder größer als der Referenzpunkt ist (Prüfgas). Die Reihenfolge eines Abgleiches muss mit dem Referenzpunkt beginnen. Eine Anpassung des Arbeitspunktes mit dem Referenzpunkt führt zu einer Verschiebung der Messkurve und zu Messabweichungen bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen.

Im Folgenden wird beschrieben wie der Abgleich der Sauerstoffmessung, bestehend aus Sauerstoffsensor und Sauerstoffmessmodul vorgenommen werden kann.

- 1. Nehmen sie die Sauerstoffmessung wie in der Bedienungsanleitung des eingesetzten Moduls beschrieben in Betrieb (aktuelle Bedienungsanleitungen sind auf der Internetseite <u>www.metrotec.eu</u> unter der Rubrik *Downloads/Manuals* zu finden).
- 2. Die Sauerstoffmessung sollte vor dem Abgleichvorgang ca. 30 Minuten funktionsbereit sein.
- 3. Verbinden Sie das Sauerstoffmessmodul wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben.

Korrektur Referenzpunktes (Reference Point):

- 1. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor mit sauberer Umgebungsluft durchströmt wird.
- 2. Verändern sie den Parameter 2 **Reference Point* bis das Sensor-Signal in mV an Parameter 9 *EMF* (*mV*) 0mV anzeigt.
- 3. Wenn kein Abgleich mit einem Prüfgas vorgenommen werden soll, ist der Abgleich abgeschlossen.

Korrektur des Arbeitspunktes (Operating Point)

- 1. Durchströmen sie den Sensor mit einem Prüfgas, bei dem der Sauerstoffgehalt bekannt ist.
- 2. Warten sie, bis sich der angezeigte aktuelle Sauerstoffmesswert Parameter 0 02 nicht mehr verändert.
- 3. Verändern sie den Parameter *3 *Operating Point* bis der aktuelle Sauerstoffmesswert an Parameter *0 O2* dem Wert des Prüfgases entspricht.
- 4. Der Abgleich ist abgeschlossen und das Prüfgas kann wieder entfernt werden.

7.2.3 Parameter Gruppe 2

Durch Eingabe von 2 in Parameter 95 *PG gelangen sie in die Parametergruppe Custom Setup mA1. Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 2 kann der Analoge Ausgang 1 konfiguriert werden.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	209400,000
95	*PG Custom Setup mA1	2
1	Temperature	505
7	System flags	0000000011110100
9	EMF (mV)	0,032
10	Out1=ppm (4-20mA)	17,400
25	*mA1 ppm (1-4)	2
155	O2 log actual	-0,679
156	O2 ppm actual	209400,031
171	*EMF 3=4-20mA 1/2/3	3
172	*EMF min. mA	0,000
173	*EMF max. mA	2000,000
174	*mA NotReady EMF	4,000
175	*ppm 3=4-20mA 1/2/3	3
176	*ppm min. mA	0
177	*ppm max. mA	250000
178	*mA NotReady ppm	20,000
179	*log 3=4-20mA 1/2/3	3
180	*log min. mA	-0,602
181	*log max. mA	0,000
182	*mA NotReady log	20,000
192	*Sim mA ^-2 0-24	-1,000

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
1 Temperature	Aktueller Messwert Sensortemperatur
7 System flags	Melderegister Info
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-Signal in mV
10 Out1	Anzeige des ausgegebenen Wertes in mA
25 *mA1	Ausgangstyp Out1 (<mark>1=log;2=ppm;3=EMK</mark> ;4=Temp)
155 O2 log actual	Aktueller Messwert Sauerstoff log
156 O2 ppm actual	Aktueller Messwert Sauerstoff lin
171 *EMF	mA-Typ Out1 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
172 *EMF min. mA	Skalierung Out1 Minimum für EMK
173 *EMF max. mA	Skalierung Out1 Maximum für EMK
174 *mA NotReady EMF	mA Ausgabe bei NotReady für EMK
175 *ppm	mA-Typ Out1 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
176 *ppm min. mA	Skalierung Out1 Minimum für ppm
177 *ppm max. mA	Skalierung Out1 Maximum für ppm
178 *mA NotReady ppm	mA Ausgabe bei NotReady für ppm
179 *log	mA-Typ Out1 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
180 *log min. mA	Skalierung Out1 Minimum für log
181 *log max. mA	Skalierung Out1 Maximum für log

182 *mA NotReady log	mA Ausgabe bei NotReady für log
192 *Sim mA -2 0-24	Simulation Out1

7.2.4 Parameter Gruppe 3

Durch Eingabe von 3 in Parameter 95 *PG gelangen sie in die Parametergruppe *Custom Setup* mA2. Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 3 kann der Analoge Ausgang 2 konfiguriert werden.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	209400,000
95	*PG Custom Setup mA2	3
1	Temperature	505
7	System flags	000000011110100
9	EMF (mV)	0,042
11	Out2=ppm (4-20mA)	20,000
26	*mA2 ppm (1-4)	2
155	O2 log actual	-0,679
156	O2 ppm actual	209400,031
221	*EMF 3=4-20mA 1/2/3	3
222	*EMF min. mA	0,000
223	*EMF max. mA	2000,000
224	*mA NotReady EMF	4,000
225	*ppm 3=4-20mA 1/2/3	3
226	*ppm min. mA	0
227	*ppm max. mA	1000
228	<pre>*mA NotReady ppm</pre>	20,000
229	*log 3=4-20mA 1/2/3	3
230	*log min. mA	-3,000
231	*log max. mA	0,000
232	<pre>*mA NotReady log</pre>	20,000
242	*Sim mA ^-2 0-24	-1,000

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
1 Temperature	Aktueller Messwert Sensortemperatur
7 System flags	Melderegister Info
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-Signal in mV
11 Out2	Anzeige des ausgegebenen Wertes in mA
26 *mA2	Ausgangstyp Out1 (<mark>1=log;2=ppm;3=EMK</mark> ;4=Temp)
155 O2 log actual	Aktueller Messwert Sauerstoff log
156 O2 ppm actual	Aktueller Messwert Sauerstoff lin
221 *EMF	mA-Typ Out2 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
222 *EMF min. mA	Skalierung Out2 Minimum für EMK
223 *EMF max. mA	Skalierung Out2 Maximum für EMK
224 *mA NotReady EMF	mA Ausgabe bei NotReady für EMK
225 *ppm	mA-Typ Out2 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
226 *ppm min. mA	Skalierung Out2 Minimum für ppm
227 *ppm max. mA	Skalierung Out2 Maximum für ppm

228 *mA NotReady ppm	mA Ausgabe bei NotReady für ppm
229 *log	mA-Typ Out2 (1=0-24mA; 2=0-20mA; 3=4-20mA)
230 *log min. mA	Skalierung Out2 Minimum für log
231 *log max. mA	Skalierung Out2 Maximum für log
232 *mA NotReady log	mA Ausgabe bei NotReady für log
242 *Sim mA -2 0-24	Simulation Out2

7.2.5 Parameter Gruppe 4

Durch Eingabe von 4 in Parameter 95 **PG* gelangen sie in die Parametergruppe *Custom Setup Alarm.* Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 4 kann der digitale Grenzwertkontakt konfiguriert werden.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	209400,000
95	*PG CustomSetupAlarm	4
1	Temperature	505
7	System flags	0000000011110100
9	EMF (mV)	0,057
155	O2 log actual	-0,679
156	O2 ppm actual	209400,031
260	*Limit Value Lin	250000
261	*Hyst.Lim Relay Lin	0
262	*Limit Value Log	-0,668
263	*Hyst.Lim Relay Log	0,000
270	*Sim Ready Rel. <>-1	-1
271	*Sim Alarm Rel. <>-1	-1

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt und beschrieben:

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
1 Temperature	Aktueller Messwert Sensortemperatur
7 System flags	Melderegister Info
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-Signal in mV
155 O2 log actual	Aktueller Messwert Sauerstoff log
156 O2 ppm actual	Aktueller Messwert Sauerstoff lin
260 *Limit Value Lin	Grenzwert für ppm
261 *Hyst.Lim Relay Lin	Schalthysterese Grenzwert für ppm
262 * Limit Value Log	Grenzwert für log
263 *Hyst.Lim Relay Log	Schalthysterese Grenzwert für log
270 *Sim Ready Rel. <>-1	Simulation Relay Bereit
271 *Sim Alarm Rel. <>-1	Simulation Relay Alarm

Anmerkung:

Die Einstellung des Parametes 56 *Measurem. 1ppm Olog in Parameter Gruppe 0 Custom Main U16 definiert den aktiven Grenzwert als lin oder log (siehe Kapitel 7.2.1 Parameter Gruppe 0).

7.2.6 Parameter Gruppe 5

Durch Eingabe von 5 in Parameter 95 **PG* gelangen sie in die Parametergruppe *Custom Bus Param.* Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 5 kann, wenn vorhanden der Bus konfiguriert werden. **Anmerkung:**

Der Bus-Typ ist geräteabhängig und wird mit der Bestellung des Moduls definiert.

Folgende Bus-Typen sind möglich:

Bus-Typ
Modbus
Powerlink
Profinet
EtherCAT

7.2.6.1 Modbus

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	0,000
95	*PG Custom Bus Param	5
67	U16 Bus Sign Of Life	148
68	*Bus write enabled=1	1
69	Comand No. UModul	
70	Comand No. PLC	0
71	Parameter No. PLC	0
72	Value PLC	0,000
74	Sign Of Life PLC	0
78	*Modbus Testvalue	0
499		
360	*Modbus IP xxx	192
361	*Modbus IPxxx	168
362	*Modbus IPxxx	0
363	*Modbus IPxxx	80
364	*Modb.Mask xxx	255
365	*Modb.Maskxxx	255
366	*Modb.Maskxxx	255
367	*Modb.Maskxxx	0
368	*Write values = 7878	0

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
67 U16 Bus Sign Of Life	Bus Modul OK wenn Zähler läuft
68 *Bus write enabled=1	Bei 1 Schreiben über Bus freigegeben
69 Comand No. UModul	Befehlszähler Modul
70 Comand No. PLC	Befehlszähler SPS
71 Parameter No. PLC	Gesendete Parameternummer von SPS
72 Value PLC	Gesendeter Parameterwert von SPS
74 Sign Of Life PLC	Bus SPS OK wenn Zähler läuft

78 *Modbus Testvalue	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test
360 *Modbus IP xxx	Ethernet IP-Adresse Block 1
361 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 2
362 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 3
363 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 4
364 *Modb.Mask xxx	Subnetz-Maske Block 1
365 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 2
366 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 3
367 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 4
368 *Write values = 7878	Eingabe 7878 zur Übernahme von IP-Adresse und Subnetz-
	Maske

7.2.6.2 Powerlink

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	0,000
95	*PG Custom Bus Param	5
67	U16 Bus Sign Of Life	66
68	*Bus write enabled=1	1
69	Comand No. UModul	
70	Comand No. PLC	0
71	Parameter No. PLC	
72	Value PLC	0,000
74	Sign Of Life PLC	0
78	*Powerlink Testvalue	0
499		
376	DNS-Nodename	М
377	*DNS-Node ID	163
378	*Gateway1 xxx	192
379	*Gateway2xxx	168
380	*Gateway3xxx	100
381	*Gateway4xxx	254

Parameter	Funktion	
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff	
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)	
67 U16 Bus Sign Of Life	Bus Modul OK wenn Zähler läuft	
68 *Bus write enabled=1	Bei 1 Schreiben über Bus freigegeben	
69 Comand No. UModul	Befehlszähler Modul	
70 Comand No. PLC	Befehlszähler SPS	
71 Parameter No. PLC	Gesendete Parameternummer von SPS	
72 Value PLC	Gesendeter Parameterwert von SPS	
74 Sign Of Life PLC	Bus SPS OK wenn Zähler läuft	
78 *Powerlink Testvalue	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test	
376 DNS-Nodename	Knoten Name	
377 *DNS-Node ID	Knoten Adresse	
378 *Gateway1 xxx	Gateway IP-Adresse Block 1	
379 *Gateway2xxx	Gateway IP-Adresse Block 2	
380 *Gateway3xxx	Gateway IP-Adresse Block 3	
381 *Gateway4xxx	Gateway IP-Adresse Block 4	

7.2.6.3 Profinet

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	0,000
95	*PG Custom Bus Param	5
67	U16 Bus Sign Of Life	91
68	*Bus write enabled=1	1
69	Comand No. UModul	0
70	Comand No. PLC	0
71	Parameter No. PLC	
72	Value PLC	0,000
74	Sign Of Life PLC	0
78	*ProfiNet Testvalue	0
499	==================	
345	Default Device Name	u16umodul
346	*Set Device Name=273	u16umodul

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt und beschrieben:

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)
67 U16 Bus Sign Of Life	Bus Modul OK wenn Zähler läuft
68 *Bus write enabled=1	Bei 1 Schreiben über Bus freigegeben
69 Comand No. UModul	Befehlszähler Modul
70 Comand No. PLC	Befehlszähler SPS
71 Parameter No. PLC	Gesendete Parameternummer von SPS
72 Value PLC	Gesendeter Parameterwert von SPS
74 Sign Of Life PLC	Bus SPS OK wenn Zähler läuft
78 *ProfiNet Testvalue	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test
345 Default Device Name	Aktueller Modulname
346 *Set Device Name=273	Bei 273 Übernahme von Modulname

7.2.6.4 EtherCAT

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm5 U16/5	0,000
95	*PG Custom Bus Param	5
67	U16 Bus Sign Of Life	124
68	*Bus write enabled=1	1
69	Comand No. UModul	0
70	Comand No. PLC	0
71	Parameter No. PLC	0
72	Value PLC	0,000
74	Sign Of Life PLC	0
78	*EtherCat Testvalue	0
499		
351	SPS Flags D150	00001000_10000001
352	SPS Flags D3116	0000000_000000

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff

95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (05)	
67 U16 Bus Sign Of Life	Bus Modul OK wenn Zähler läuft	
68 *Bus write enabled=1	Bei 1 Schreiben über Bus freigegeben	
69 Comand No. UModul	Befehlszähler Modul	
70 Comand No. PLC	Befehlszähler SPS	
71 Parameter No. PLC	Gesendete Parameternummer von SPS	
72 Value PLC	Gesendeter Parameterwert von SPS	
74 Sign Of Life PLC	Bus SPS OK wenn Zähler läuft	
78 *EtherCat Testvalue	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test	
351 SPS Flags D150	Statusbits 1	
351 SPS Flags D3116	Statusbits 2	

8. Konfiguration U15-Module

Im Folgenden werden die Parameter für die Anpassung und Veränderung der Konfiguration eines Sauerstoffmessmoduls vom Typ U15 mit Hilfe der Applikation beschrieben.

8.1 Parameter Liste

Über den Button gelangen sie in die Parameter Liste. Hier kann über den Parameter 95 *PG zwischen den verschiedenen Parametergruppen gewechselt werden.

Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der folgenden Tabelle sind die Parameter Gruppen aufgeführt und beschrieben:

Gruppe		Thema der Parameter
0	*PG Custom Main U15	Start Info
1	*PG Bus Setup U15	Feldbus

8.2 Parameter Gruppen

Nach dem Wechsel in die Parameter Liste wir automatisch die Parametergruppe 0 *Custom Main U15* angezeigt.

8.2.1 Parameter Gruppe 0

Um in eine andere Parametergruppe wechseln zu können wie in Kapitel 8.1 Parameter Liste beschrieben, muss die Schreibsperre wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 0 ist der Wechsel zu der weiteren Parameter Gruppen 1 möglich.

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm1 U15/1	209400,000
95	*PG Custom Main U15	0
1	Temperature	505
2	*Reference Point	0,000
3	*Operating Point	1,000
4	*Output1 Min Lin	0
5	*Output1 Max Lin	250000
6	*Limit Value Lin	250000
7	System flags	0000000011110100
8	*EMF Output Flag	0
9	EMF (mV)	1,135
10	Out1=ppm (4-20mA)	17,400
11	Out2=ppm (4-20mA)	20,000
12	*Output2 Min Lin	0
13	*Output2 Max Lin	1000
14	*Hyst.Lim Relay Lin	0
25	-mA1 ppm (1-4)	2
30	*Display at error	15
31	*Out1 3=4-20mA 1/2/3	3
32	*Out2 3=4-20mA 1/2/3	3
56	*Measurem. 1ppm 0log	1
64	*Cable length (m)	1
66	EtherCAT= 4	4
80	Status :1	Sensor ready
47	UMODUL V1.0.BAS	22-10-2024 08:35:28
81	Button T1 Prog. mode	0=Prog.mode disabled

Parameter	Funktion		
0 O2 (Lin/Log [*])	Aktueller Messwert Sauerstoffgehalt		
95 *PG Custom Main U15	Auswahl Parameter Gruppe (0 und 1)		
1 Temperature	Aktueller Messwer	t Sensortemperatur	
2 *Reference Point	Korrekturwert für I	Luftspülung	
3 *Operating Point	Korrekturwert für H	Prüfgas	
4 *Output 1 Min (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für	Analog-Ausgang 1 bei 0/4 mA ^{**}	
5 *Output 1 Max (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für	Analog-Ausgang 1 bei 20 mA ^{**}	
6 *Limit Value (Lin/Log [*])	Grenzwert für Alar	m	
7 System flags	Melderegister Info		
8 *EMF Output Flag	Umschaltung Ausg	änge auf Sensor-Signal in mV	
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor	-Signal in mV	
$10 \text{ Out } 1=(\text{ppm/log}^* 0/4-20\text{mA}^{**})$	Anzeige des ausgeg	gebenen Wertes in mA	
11 Out $2=(ppm/log^* 0/4-20mA^{**})$	Anzeige des ausgeg	gebenen Wertes in mA	
12 *Output 2 Min (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang 2 ^{***} bei 0/4 mA ^{**}		
13 *Output 2 Max (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang 2 ^{***} bei 20 mA ^{**}		
14 *Hyst.LimRelais (Lin/Log [*])	Hysterese für Alarmrelais		
30 *Display at error	Applikation-Display: (Standard=15)		
31 *Out1 =(0/4-20mA ^{**}) 1/2/3	Ausgangstyp Analo	bg-Ausgang 1 (1=0-24;2=0-20;3=4-20)	
$32 * \text{Out2} = (0/4 - 20 \text{mA}^{**})^{***} 1/2/3$	Ausgangstyp Analog-Ausgang 2 ^{***} (1=0-24;2=0-20;3=4-		
	20)		
56 *Measurem. 1ppm 0log	Umschaltung 0=logarithmisch;1=linear (ppm)		
64 *Cable length (m)	Kabellänge zwischen Sensor und Sauerstoffmessmodul		
66	Bus-Typ wenn vorhanden		
80 Status	Anzeige des Modulstatus		
	Sensor ready	Messung aktiv, keine Fehler	
	Preheat xxx sec.	Messung in Aufheizphase	
	Line break	Kabelbruch an Sensorleitung	
	Short circuit	Kurzschluss an Sensorleitung	
	Under	Sensortemperatur zu gering	
	temperature		
47 UMODUL	Softwareversion		

^{***} Die Ausgabe in 0-20mA oder 4-20mA ist abhängig von Typ/Konfiguration des Sauerstoffmessmoduls ^{***} Das Vorhandensein des zweiten Analogausgangs ist abhängig vom Typ des Sauerstoffmessmoduls

8.2.2 Parameter Gruppe 1

Durch Eingabe von 1 in Parameter 95 *PG gelangen sie in die Parametergruppe *Bus Setup* U15. Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

In der Parameter Gruppe 1 kann, wenn vorhanden der Bus konfiguriert werden. Anmerkung:

Der Bus-Typ ist geräteabhängig und wird mit der Bestellung des Moduls definiert.

Folgende Bus-Typen sind möglich:

Bus-Typ
Modbus
Powerlink
Profinet
EtherCAT

8.2.2.1 Modbus

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm1 U15/1	0,000
95	*PG Bus Setup U15	1
77	Modbus Sign Of Life	151
78	*Send Testvalue=1	0
499	================	
360	*Modbus IP xxx	192
361	*Modbus IPxxx	168
362	*Modbus IPxxx	0
363	*Modbus IPxxx	80
364	*Modb.Mask xxx	255
365	*Modb.Maskxxx	255
366	*Modb.Maskxxx	255
367	*Modb.Maskxxx	0
368	*Write values = 7878	0

Parameter	Funktion	
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff	
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (0 und 1)	
77 Modbus Sign Of Life	Bus Modul OK wenn Zähler läuft	
78 *Send Testvalue=1	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test	
360 *Modbus IP xxx	Ethernet IP-Adresse Block 1	
361 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 2	
362 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 3	
363 *Modbus IPxxx	Ethernet IP-Adresse Block 4	
364 *Modb.Mask xxx	Subnetz-Maske Block 1	
365 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 2	
366 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 3	
367 *Modb.Maskxxx	Subnetz-Maske Block 4	
368 *Write values = 7878	Eingabe 7878 zur Übernahme von IP-Adresse und Subnetz-	
	Maske	

8.2.2.2 Powerlink

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm1 U15/1	0,000
95	*PG Bus Setup U15	1
67	Powerlink SignOfLife	109
78	*Send Testvalue=1	0
499		
376	DNS-Nodename	М
377	*DNS-Node ID	163
378	*Gateway1 xxx	192
379	*Gateway2xxx	168
380	*Gateway3xxx	100
381	*Gateway4xxx	254

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt und beschrieben:

Parameter	Funktion	
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff	
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (0 und 1)	
67 Powerlink SignOfLife	Bus Modul OK wenn Zähler läuft	
78 *Send Testvalue=1	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test	
376 DNS-Nodename	Knoten Name	
377 *DNS-Nod ID	Knoten Adresse	
378 *Gateway1 xxx	Gateway IP-Adresse Block 1	
379 *Gateway2xxx	Gateway IP-Adresse Block 2	
380 *Gateway3xxx	Gateway IP-Adresse Block 3	
381 *Gateway4xxx	Gateway IP-Adresse Block 4	

8.2.2.3 Profinet

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm1 U15/1	0,000
95	*PG Bus Setup U15	1
67	SignOfLife Rec.Nr.	45
78	*Send Testvalue=1	0
499		
341	Default Device Name	u15digital24
342	*Set Device Name=273	u15digital24

Parameter	Funktion
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (0 und 1)
67 SignOfLife Rec.Nr.	Bus Modul OK wenn Zähler läuft
78 *Send Testvalue=1	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test
341 Default Device Name	Aktueller Modulname
342 *Set Device Name=273	Bei 273 Übernahme von Modulname

8.2.2.4 EtherCAT

Nr.	Par. name	Value
0	02 Lin ppm1 U15/1	0,000
95	*PG Bus Setup U15	1
67	EtherCat_SignOfLife	73
78	*Send Tesvalue=1	0

Parameter	Funktion	
0 O2	Aktueller Messwert Sauerstoff	
95 *PG	Auswahl Parameter Gruppe (0 und 1)	
67 EtherCat_SignOfLife	Bus Modul OK wenn Zähler läuft	
78 *Send Testvalue=1	Bei 1 Senden von Festwerten zum Bus-Test	

9. Konfiguration Z19-Module

Im Folgenden werden die Parameter für die Anpassung und Veränderung der Konfiguration eines Sauerstoffmessmoduls vom Typ Z19 mit Hilfe der Applikation beschrieben.

9.1 Parameter Liste

Über den Button gelangen sie in die Parameter Liste.

Um Änderungen in der Konfiguration vornehmen zu können, muss die Schreibsperre wie in *Kapitel 4 Bedienung* beschrieben aufgehoben werden.

Nr.	Par. name	Value
0	O2 Lin ppm	0,000
1	Temperature	0,000
2	*Reference Point	4,360
3	*Operating Point	0,990
4	*Output1 Min Lin	0,000
5	*Output1 Max Lin	5000,000
6	*Limit Value Lin	0,000
7	System flags	0000000001001110
8	*EMF Output Flag	0,000
9	EMF (mV)	201,480
10	Output1 (4-20mA)	20,000
11	Output2 (4-20mA)	20,000
12	*Output2 Min Lin	0,000
13	*Output2 Max Lin	1000,000
14	*Hyst.Lim Relay Lin	0,000
30	*Display at error	0
53	*BeiAlarm4_20auf0	0,000
64	*Cable length (m)	1
80	Status :2	Line break
84	*mA Output (1 =4-20)	1
93	ADC_0 AnzMessungen	105,000

Parameter	Funktion	
0 O2 (Lin/Log [*])	Aktueller Messwert Sauerstoffgehalt	
1 Temperature	Aktueller Messwert Sensortemperatur	
2 *Reference Point	Korrekturwert für Luftspülung	
3 *Operating Point	Korrekturwert für Prüfgas	
4 *Output 1 Min (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang Messbereich 1 bei	
	0/4 mA**	
5 *Output 1 Max (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang Messbereich 1 bei	
	20 mA**	
6 *Limit Value (Lin/Log [*])	Grenzwert für Alarm	
7 System flags	Melderegister Info	
8 *EMF Output Flag	Umschaltung Ausgang auf Sensor-Signal in mV	
9 EMF (mV)	Anzeige für Sensor-Signal in mV	
10 Output1 (0/4-20mA ^{**})	Anzeige des ausgegebenen Wertes Messbereich 1 in mA	
11 Output2 (0/4-20mA ^{**})	Anzeige des ausgegebenen Wertes Messbereich 2 in mA	
12 *Output 2 Min (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang Messbereich 2 bei	
	0/4 mA**	
13 *Output 2 Max (Lin/Log [*])	Sauerstoffwert für Analog-Ausgang Messbereich 2 bei 20	

	mA ^{**}		
14 *Hyst.LimRelais (Lin/Log [*])	Hysterese für Alarmrelais		
30 *Display at error	Applikation-Display		
53 *Bei Alarm4_20auf0	Analog-Ausgang bei nicht Bereit auf 0mA		
64 *Cable length (m)	Kabellänge zwischen Sensor und Sauerstoffmessmodul		
80 Status	Anzeige des Modulstatus		
	Sensor ready	Messung aktiv, keine Fehler	
	Preheat xxx sec.	Messung in Aufheizphase	
	Line break	Kabelbruch an Sensorleitung	
	Short circuit	Kurzschluss an Sensorleitung	
	Under	Sensortemperatur zu gering	
	temperature		
$94 \times 10^{-1} (1 0/4 20 - 4^{**})$	$A_{1} = 1$		

 $84 * mA Output (1=0/4-20mA^{**}) Ausgangstyp Analog-Ausgang 1 (0=0-20;1=4-20)$

Die Einheit ppm O2 oder log O2 ist abhängig von Typ/Konfiguration des Sauerstoffmessmoduls ^{**}Die Ausgabe in 0-20mA oder 4-20mA ist abhängig von Typ/Konfiguration des Sauerstoffmessmoduls

10. Abgleich

10.1 U16-Module

Im Folgenden wird beschrieben wie der Abgleich der Sauerstoffmessung, bestehend aus Sauerstoffsensor und Sauerstoffmessmodul vorgenommen werden kann. Um Änderungen im Abgleich vornehmen zu können, muss in die Parametergruppe 1 *Custom Adjustment* gewechselt werden wie in *Kapitel 7.2.2 Parameter Gruppe 1* beschrieben.

Anmerkung:

Es gibt einen Referenzpunkt und einen Arbeitspunkt. Der Referenzpunkt bezieht sich auf einen Luftwert von 20,94% Sauerstoff. Der Arbeitspunkt bezieht sich auf einen Messwert, der kleiner oder größer als der Referenzpunkt ist (Prüfgas). Die Reihenfolge eines Abgleiches muss mit dem Referenzpunkt beginnen. Eine Anpassung des Arbeitspunktes mit dem Referenzpunkt führt zu einer Verschiebung der Messkurve und zu Messabweichungen bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen.

- 1. Nehmen sie die Sauerstoffmessung wie in der Bedienungsanleitung des eingesetzten Moduls beschrieben in Betrieb (aktuelle Bedienungsanleitungen sind auf der Internetseite <u>www.metrotec.eu</u> unter der Rubrik *Downloads/Manuals* zu finden).
- 2. Die Sauerstoffmessung sollte vor dem Abgleichvorgang ca. 30 Minuten funktionsbereit sein.
- 3. Verbinden Sie das Sauerstoffmessmodul wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben.

Korrektur Referenzpunktes (Reference Point):

- 1. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor mit sauberer Umgebungsluft durchströmt wird.
- 2. Verändern sie den Parameter 2 **Reference Point* bis das Sensor-Signal in mV an Parameter 9 *EMF* (*mV*) 0mV anzeigt.
- 3. Wenn kein Abgleich mit einem Prüfgas vorgenommen werden soll, ist der Abgleich abgeschlossen.

Korrektur des Arbeitspunktes (Operating Point)

- 1. Durchströmen sie den Sensor mit einem Prüfgas, bei dem der Sauerstoffgehalt bekannt ist.
- 2. Warten sie, bis sich der angezeigte aktuelle Sauerstoffmesswert Parameter 0 02 nicht mehr verändert.
- 3. Verändern sie den Parameter *3 *Operating Point* bis der aktuelle Sauerstoffmesswert an Parameter *0 O2* dem Wert des Prüfgases entspricht.
- 4. Der Abgleich ist abgeschlossen und das Prüfgas kann wieder entfernt werden.

10.2 U15-Module

Im Folgenden wird beschrieben wie der Abgleich der Sauerstoffmessung, bestehend aus Sauerstoffsensor und Sauerstoffmessmodul vorgenommen werden kann. Um Änderungen im Abgleich vornehmen zu können, muss in die Parametergruppe 0 *Custom Main U15* gewechselt werden wie in *Kapitel 8.2.1 Parameter Gruppe 0* beschrieben.

Anmerkung:

Es gibt einen Referenzpunkt und einen Arbeitspunkt. Der Referenzpunkt bezieht sich auf einen Luftwert von 20,94% Sauerstoff. Der Arbeitspunkt bezieht sich auf einen Messwert, der kleiner oder größer als der Referenzpunkt ist (Prüfgas). Die Reihenfolge eines Abgleiches muss mit dem Referenzpunkt beginnen. Eine Anpassung des Arbeitspunktes mit dem Referenzpunkt führt zu einer Verschiebung der Messkurve und zu Messabweichungen bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen.

- 1. Nehmen sie die Sauerstoffmessung wie in der Bedienungsanleitung des eingesetzten Moduls beschrieben in Betrieb (aktuelle Bedienungsanleitungen sind auf der Internetseite <u>www.metrotec.eu</u> unter der Rubrik *Downloads/Manuals* zu finden).
- 2. Die Sauerstoffmessung sollte vor dem Abgleichvorgang ca. 30 Minuten funktionsbereit sein.
- 3. Verbinden Sie das Sauerstoffmessmodul wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben.

Korrektur Referenzpunktes (Reference Point):

- 1. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor mit sauberer Umgebungsluft durchströmt wird.
- 2. Verändern sie den Parameter 2 **Reference Point* bis das Sensor-Signal in mV an Parameter 9 *EMF (mV)* 0mV anzeigt.
- 3. Wenn kein Abgleich mit einem Prüfgas vorgenommen werden soll, ist der Abgleich abgeschlossen.

Korrektur des Arbeitspunktes (Operating Point)

- 1. Durchströmen sie den Sensor mit einem Prüfgas, bei dem der Sauerstoffgehalt bekannt ist.
- 2. Warten sie, bis sich der angezeigte aktuelle Sauerstoffmesswert Parameter 0 02 nicht mehr verändert.
- 3. Verändern sie den Parameter *3 *Operating Point* bis der aktuelle Sauerstoffmesswert an Parameter *0 O2* dem Wert des Prüfgases entspricht.
- 4. Der Abgleich ist abgeschlossen und das Prüfgas kann wieder entfernt werden.

10.3 Z19-Module

Im Folgenden wird beschrieben wie der Abgleich der Sauerstoffmessung, bestehend aus Sauerstoffsensor und Sauerstoffmessmodul vorgenommen werden kann. Um Änderungen im Abgleich vornehmen zu können, muss in die Parameter Liste gewechselt werden wie in *Kapitel 9.1 Parameter Liste* beschrieben.

Anmerkung:

Es gibt einen Referenzpunkt und einen Arbeitspunkt. Der Referenzpunkt bezieht sich auf einen Luftwert von 20,94% Sauerstoff. Der Arbeitspunkt bezieht sich auf einen Messwert, der kleiner oder größer als der Referenzpunkt ist (Prüfgas). Die Reihenfolge eines Abgleiches muss mit dem Referenzpunkt beginnen. Eine Anpassung des Arbeitspunktes mit dem Referenzpunkt führt zu einer Verschiebung der Messkurve und zu Messabweichungen bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen.

- 1. Nehmen sie die Sauerstoffmessung wie in der Bedienungsanleitung des eingesetzten Moduls beschrieben in Betrieb (aktuelle Bedienungsanleitungen sind auf der Internetseite <u>www.metrotec.eu</u> unter der Rubrik *Downloads/Manuals* zu finden).
- 2. Die Sauerstoffmessung sollte vor dem Abgleichvorgang ca. 30 Minuten funktionsbereit sein.
- 3. Verbinden Sie das Sauerstoffmessmodul wie in Kapitel 4 Bedienung beschrieben.

Korrektur Referenzpunktes (Reference Point):

- 1. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor mit sauberer Umgebungsluft durchströmt wird.
- 2. Verändern sie den Parameter 2 **Reference Point* bis das Sensor-Signal in mV an Parameter 9 *EMF* (*mV*) 0mV anzeigt.
- 3. Wenn kein Abgleich mit einem Prüfgas vorgenommen werden soll, ist der Abgleich abgeschlossen.

Korrektur des Arbeitspunktes (Operating Point)

- 1. Durchströmen sie den Sensor mit einem Prüfgas, bei dem der Sauerstoffgehalt bekannt ist.
- 2. Warten sie, bis sich der angezeigte aktuelle Sauerstoffmesswert Parameter 0 02 nicht mehr verändert.
- 3. Verändern sie den Parameter *3 *Operating Point* bis der aktuelle Sauerstoffmesswert an Parameter *0 O2* dem Wert des Prüfgases entspricht.
- 4. Der Abgleich ist abgeschlossen und das Prüfgas kann wieder entfernt werden.